


B-2E, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-2E para una placa de pocillos profundos Eppendorf® de 96/1000 µl - Cat.No. 0030505204, 0030506200, 0030502205



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-AK

Bloque B-2E para una placa de pocillos profundos Eppendorf® de 96/1000 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)