


B-2N, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-2N para una placa de pocillos profundos Nunc® 96/2000 µl - Cat.No. 278743, 278752



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-DK

Bloque B-2N para una placa de pocillos profundos Nunc® 96/2000 µl



TS-DW
Without thermoblock
Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)