

# B10-16, bloque

## DESCRIPCIÓN

10 tomas de Ø16 mm con profundidad de 56 mm

## ESPECIFICACIONES

Profundidad	56 mm
Capacidad	10
Diámetro	16 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-BK

B10-16



CH 3-150  
Without thermoblock  
Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de  $-3^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$  atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)