

# B18-12, bloque

## DESCRIPCIÓN

18 tomas para tubos de parte inferior redonda de Ø12 x 75 mm, profundidad de 58 mm

## ESPECIFICACIONES

Profundidad	58 mm
Capacidad	18
Diámetro	12 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-EK

B18-12



CH 3-150  
Without thermoblock  
Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de  $-3^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$  atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)