

B5-29, bloque

DESCRIPCIÓN

5 tomas de Ø29 mm, parte inferior plana, profundidad de 40 mm

ESPECIFICACIONES

Profundidad	40 mm
Capacidad	5
Diámetro	29 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-KK

B5-29



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de -3°C a $+150^{\circ}\text{C}$ atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)