


Bombilla UV 185 nm

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-DK

Bombilla UV 185 nm

ACCESORIOS



Labaqua Trace
BS-070105-A02
sistema de agua ultrapura

Labaqua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
sistema de agua ultrapura

Labaqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labaqua HPLC**...

[Leer más](#)



Labaqua Bio
Depósito de almacenamiento de 30 l
sistema de agua ultrapura

El sistema **Labaqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.