

## BI-25-6, conjunto adaptador

### DESCRIPCIÓN

Para el rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P juego opcional de adaptadores (6 unidades) - BI-25-6 para tubos cónicos de 25 ml



### NÚMERO DE CATEGORÍA

**BS-010221-VK**

Para el rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P juego opcional de adaptadores (6 unidades) - BI-25-6 para tubos cónicos de 25 ml



**LMC-3000**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



**LMC-56**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



**R-6**  
BS-010208-DK  
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de aluminio.



**R-6P**  
BS-010208-XK  
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de plástico (POM Kocetal).



**Ri-6**  
BS-010221-HK  
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de aluminio.



**Ri-6P**  
BS-010221-IK  
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de plástico (POM Kocetal).