

Assistboy, controlador de pipetas

DESCRIPCIÓN

El controlador de pipetas Assistboy es un dispositivo previsto para pipetear líquidos utilizando pipetas de medición. Puede funcionar con todo tipo de pipetas serológicas de plástico o vidrio en un rango de volúmenes de 0,5 ml a 100 ml.

Dos modos de dispensación permiten la selección de la intensidad de dispensado dependiendo de las necesidades del usuario. El ajuste seleccionado del modo del controlador de pipetas se muestra en la pantalla.



TRABAJO SEGURO Y EFICIENTE

- Protegido por un filtro de PTFE que impide que entre líquido en la unidad
- Filtro, soporte de pipetas y boquilla esterilizables en autoclavable
- Cuerpo resistente a los rayos UV para una esterilización segura
- Una batería recargable de Ni-MH potente y respetuosa con el medio ambiente permite muchas horas de funcionamiento continuo
- La pantalla LCD muestra el nivel de carga de la batería

AJUSTE DE VELOCIDAD Y DE MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Los botones de función SPEED (VELOCIDAD) y el control de funcionamiento MODE (MODO) están al alcance de la mano
- Ajuste adicional de la velocidad mediante la presión aplicada a los botones de activación

CONFORT DE TRABAJO

- Adecuado para pipetas volumétricas (serológicas) de plástico y vidrio de 0,5–100 ml
- Mango ergonómico
- Botones de función bien situados
- Soporte de carga adecuado

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010521

100-240VAC Multi enchufe