

T-4, Mesa

DESCRIPCIÓN

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.

ESPECIFICACIONES

Carga máxima	50 kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	800 × 600 × 770 mm
Peso	23 kg




NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040101-BK

T-4, Mesa

ACCESORIOS



UVC/T-AR

BS-040102-AAA

Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVC/T-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)




UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords

Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVC/T-M-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords

Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVT-B-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



LF-1

BS-050101-BK

Cajonera

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.