

TR-21/50, gradilla

DESCRIPCIÓN

Estante de tubo de ensayo de ángulo ajustable para UP-168

ESPECIFICACIONES

Volumen del tubo de ensayo	50 ml
Capacidad	21
Diámetro del agujero	30 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010135-KK TR-21/50, estante para tubos, 50ml

ACCESORIOS



UP-168
BS-010135-JK
plataforma

Plataforma universal para abrazaderas.



ES-20/60
Without platform
Agitador-incubador orbital

El agitador-incubador orbital **ES-20/60** para laboratorios biotécnicos y farmacéuticos es un equipo de categoría profesional diseñado para el cultivo de microorganismos y células eucariotas, incluidas células de insectos, plantas y ...

[Leer más](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador **ES-20/80** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador **ES-20/80C** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



PSU-20i
Without platform
Agitador orbital multifunción

El agitador de balanceo está diseñado para el uso en pequeños laboratorios especializados y en laboratorios multidisciplinares grandes: la elección de nueve (9) plataformas diferentes intercambiables proporciona la posibilidad de ...

[Leer más](#)