

SPML, alfombra adhesivo reversible

DESCRIPCIÓN

Una alternativa conveniente a los soportes de acero tradicionales, una manera fácil de asegurar tubos, platos, matraces y otros equipos de laboratorio a las plataformas de crecimiento, incubación y mezcla.

SPML se puede utilizar con la plataforma UP-168 en el agitador orbital Biosan PSU-20i y en los agitadores orbitales ES-20/80, ES-20/60.

Fabricado en poliuretano con adhesivo, fácil de limpiar y duradero, resiste hasta 1000 veces de instalación / remoción o 12 meses de uso. En el manual del usuario encontrará información adicional sobre los límites de temperatura, desplazamiento y velocidad.



ESPECIFICACIONES

Color	transparente
Duración de uso	hasta 1000 veces de instalación / remoción o 12 meses
Rango de temperatura	+4°C ... +80°C
Velocidad de agitación	0–400 rpm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	390 × 80 × 3 mm (PU de doble cara de 1,5 mm con adhesivo PET)

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010135-MK SPML, juego de 3 tiras adhesivas de doble cara

ACCESORIOS



UP-168
BS-010135-JK
plataforma

Plataforma universal para abrazaderas.



ES-20/60
Without platform
Agitador-incubador orbital

El agitador-incubador orbital ES-20/60 para laboratorios biotécnicos y farmacéuticos es un equipo de categoría profesional diseñado para el cultivo de microorganismos y células eucariotas, incluidas células de insectos, plantas y ...

[Leer más](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



PSU-20i
Without platform
Agitador orbital multifunción

El agitador de balanceo está diseñado para el uso en pequeños laboratorios especializados y en laboratorios multidisciplinarios grandes: la elección de nueve (9) plataformas diferentes intercambiables proporciona la posibilidad de ...

[Leer más](#)