

BN-11/30

DESCRIPCIÓN

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-6P (POM Kocetal) (6 piezas).

ESPECIFICACIONES

Material de soportes de tubos	POM Kocetal
El volumen del tubo	50 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. la temperatura	150 °C
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010208-ZK

BN-11/30

ACCESORIOS



LMC-3000

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-12

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-4200R

Without rotor

Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



R-6P

BS-010208-XK

rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de plástico (POM Kocetal).



Ri-6P

BS-010221-IK

rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica. Cubetas de plástico (POM Kocetal).