

BN-16/90

DESCRIPCIÓN

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-12/10, R-24/10 (12 piezas).

ESPECIFICACIONES

El volumen del tubo	10–15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010208-SK

BN-16/90



LMC-3000
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrifuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrifuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-12
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrifuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrifuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-4200R
Without rotor
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrifuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración LMC-4200R proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



R-12/10
BS-010208-BK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda



Ri-12/10
BS-010221-MK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda



R-24/10
BS-010212-JK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.



Ri-24/10
BS-010221-LK
rotor

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.