

BN-17/120

DESCRIPCIÓN

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-12/15 (12 piezas).

ESPECIFICACIONES

El volumen del tubo	15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010208-TK

BN-17/120

ACCESORIOS



LMC-3000

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-12

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-4200R

Without rotor

Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



Ri-12/15

BS-010221-KK

rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica.



R-12/15

BS-010208-EK

rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base cónica.