

# BN-13/75-16, conjunto adaptador

## DESCRIPCIÓN

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/75-16 para Vacutainer de 2-5 ml [13x75]



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-OK

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/75-16 para Vacutainer de 2-5 ml

## ACCESORIOS



**LMC-56**

Without rotor

Centrifuga de laboratorio

Nueva y moderna centrifuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



**BA-4/VT**

BS-010221-4K

Adaptadores

Adaptador oscilante para cuatro adaptadores vacutainer (juego de 4 un.). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.