

Juego de prefiltro externo (polifosfato / carbón / 1 µm) con manómetro

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-LK

Juego de prefiltro externo (polifosfato / carbón / 1 µm) con manómetro

ACCESORIOS



Labagua Trace

BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura



Labagua HPLC

BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura



Labagua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l sistema de agua ultrapura

Labagua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.

Labagua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labagua HPLC**...

[Leer más](#)

El sistema **Labagua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.