

IPP-4, plataforma

DESCRIPCIÓN

Platform IPP-4

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo

266 x 170 mm

Volumen del matraz

4 microtest plates



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010102-AK

Plataforma PP-4



PSU-2T
Including IPP-2 platform
mini agitador para inmunología

El miniagitador de balanceo PSU-2T proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, ...

[Leer más](#)