

P-02/05, plataforma

DESCRIPCIÓN

Para 24 tubos de 0,5 ml y 48 tubos de 0,2 ml

ESPECIFICACIONES

Capacidad

24 and 48

Volumen de micro probetas

0.5 ml and 0.2 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010216-DK

Plataforma P-02/05



MPS-1
With built-in universal platform
agitador multiplaca de alta velocidad

El agitador multiplaca de alta velocidad **MPS-1** se puede utilizar en prácticamente cualquier aplicación proporcionando un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis, placas PCR, placas de pocillos profundos ...

[Leer más](#)