

PP-400, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plataforma suave con almohadilla de silicona antideslizante.

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo

360 × 400 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010135-FK

Plataforma PP-400 con tapete de silicona

ACCESORIOS



ES-20/60

Without platform

Agitador-incubador orbital

El agitador-incubador orbital **ES-20/60** para laboratorios biotécnicos y farmacéuticos es un equipo de categoría profesional diseñado para el cultivo de microorganismos y células eucariotas, incluidas células de insectos, plantas y ...

[Leer más](#)



ES-20/80

Software included, without platform

Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador **ES-20/80** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C

Software included, without platform

Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador **ES-20/80C** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)