

## PRS-10, plataforma

### DESCRIPCIÓN

10 tubos de 20-30 mm de diámetro (tubos de 50 ml)

### ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	standard
Diámetro del tubo de ensayo	20-30 mm
Volumen del tubo de ensayo	up to 50 ml
Capacidad	10



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-IK

Plataforma PRS-10



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi Bio RS-24** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1)...

[Leer más](#)