

## PRS-26, plataforma

### DESCRIPCIÓN

Tiene capacidad para 26 tubos de 10-16 mm de diámetro (1.5-15 ml)

### ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	standard
Diámetro del tubo de ensayo	10-16 mm
Volumen del tubo de ensayo	1.5-15 ml
Capacidad	26



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-GK

Plataforma PRS-26



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi Bio RS-24** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1)...

[Leer más](#)