

## PV-32, plataforma

### DESCRIPCIÓN

V-32 se suministra con una plataforma universal de 32 tomas para tubos tipo Eppendorf de hasta 1,5 ml (1,5/0,5/0,2 ml — 16/8/8 tomas). Plataforma PV-32 y PL-1 para mezclar un tubo único de hasta 50 ml.

### ESPECIFICACIONES

Capacidad	16/8/8
Volumen del tubo	1.5/0.5/0.2 ml



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010207-CK

PV-32



V-32

Including two platforms PV-32, PL-1  
Agitador vórtex múltiple para tubos

El agitador vórtex múltiple V-32 está diseñado para agitar de modo intenso células de bacterias y levaduras, para el lavado del medio de cultivo y para la extracción de metabolitos  
...

[Leer más](#)