


## PV-6/10, plataforma

### DESCRIPCIÓN

Plataforma opcional de 6 tomas PV-6/10 para tubos de 10 ml (diámetro máximo de los tubos de 15 mm)

### ESPECIFICACIONES

Volumen del tubo	10 ml
Capacidad	6



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010207-BK

PV-6/10



V-32  
Including two platforms PV-32, PL-1  
Agitador vórtex múltiple para tubos

El agitador vórtex múltiple V-32 está diseñado para agitar de modo intenso células de bacterias y levaduras, para el lavado del medio de cultivo y para la extracción de metabolitos  
...

[Leer más](#)