

## SV-8/15, plataforma

### DESCRIPCIÓN

8 tomas para tubos de 15 ml (Ø 16 mm)

### ESPECIFICACIONES

Volumen del tubo	15 ml
Capacidad	8
Diámetro	16



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010210-DK

SV-8/15



**MSV-3500**

With all 4 platforms included

Agitador vórtex de velocidad múltiple

El agitador vórtex de velocidad múltiple **MSV-3500** está diseñado para mezclar de modo suave o intensivo reactivos en tubos de plástico de diferente tipo y tamaño (0,2 a 50 ml).

...

[Leer más](#)