

HSP-16/250, plataforma

DESCRIPCIÓN

Con 16 morsetti per beute da 250 ml (360x400 mm)

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo	360 × 400 mm
Volumen del matraz	250-300 ml
Numero de pinzas	16



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-MK

Plataforma HSP-16/250

ACCESORIOS



ES-20/80

Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)