

P-16/88, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plattaforma con sostegni a molla per un numero massimo di 88 provette di diametro fino a 30 mm (ad es., provette da 10 ml, 15 ml, 50 ml).

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo

275 × 205 × 75 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010116-BK

Plataforma P-16/88

ACCESORIOS



ES-20

Without platform

Agitador-incubador orbital

El **ES-20** es un agitador-incubador de sobremesa utilizado para mezclar líquidos biológicos, así como para la incubación y el cultivo de líquidos biológicos de acuerdo con el programa definido por ...

[Leer más](#)



PSU-10i

Without platform

Agitador orbital

El diseño del agitador orbital **PSU-10i** incorpora un sistema de accionamiento directo, un motor sin escobillas con una vida útil garantizada de hasta 35.000 horas y un sistema automático de ...

[Leer más](#)



CPS-20

Without platform

CO₂ agitador

La mezcladora **CPS-20**, de CO₂ garantiza el movimiento orbital regulado de plataforma, y está elaborada especialmente para la incubadora de CO₂. La **CPS-20** está elaborada para usar en ...

[Leer más](#)