

Bio PP-4, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plataforma plana con alfombrilla de silicona antideslizamiento para placas de Petri, frascos de cultivo, tarjetas de aglutinación.

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo

230 × 230 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010116-AK

Plataforma Bio PP-4

ACCESORIOS



PSU-10i
Without platform
Agitador orbital

El diseño del agitador orbital **PSU-10i** incorpora un sistema de accionamiento directo, un motor sin escobillas con una vida útil garantizada de hasta 35.000 horas y un sistema automático de ...

[Leer más](#)



CPS-20
Without platform
CO₂ agitador

La mezcladora **CPS-20**, de CO₂ garantiza el movimiento orbital regulado de plataforma, y está elaborada especialmente para la incubadora de CO₂. La CPS-20 está elaborada para usar en ...

[Leer más](#)