

# PP-20/4, plataforma

## DESCRIPCIÓN

Plataforma plana con alfombrilla de goma antideslizamiento para placas de Petri.

## ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo	355 × 455 mm × 4x
Altura entre plataformas	140 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	380 × 480 × 440 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010126-EK

Plataforma PP-20-4



PSU-20i  
Without platform  
Agitador orbital multifunción

El agitador de balanceo está diseñado para el uso en pequeños laboratorios especializados y en laboratorios multidisciplinarios grandes: la elección de nueve (9) plataformas diferentes intercambiables proporciona la posibilidad de ...

[Leer más](#)