

UP-330, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plataforma universal extraíble que puede alojar piezas de cristal de diferentes tamaños.

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo

300 × 400 × 80 mm

Volumen del matraz

universal



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010145-AK

Plataforma UP-330

ACCESORIOS



HB-330
BS-010145-BK

Barra de sujeción adicional para UP-330



PSU-20i
Without platform
Agitador orbital multifunción

El agitador de balanceo está diseñado para el uso en pequeños laboratorios especializados y en laboratorios multidisciplinarios grandes: la elección de nueve (9) plataformas diferentes intercambiables proporciona la posibilidad de ...

[Leer más](#)