

UP-168, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plataforma universal para abrazaderas.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)

360 x 400 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010135-JK

Plataforma UP-168

ACCESORIOS



SPML

BS-010135-MK

alfombra adhesivo reversible

Alfombra adhesivo reversible. **SPML** se puede utilizar con la plataforma **UP-168** en el agitador orbital Biosan **PSU-20i** y en los agitadores orbitales **ES-20/80**, **ES-20/60**.



TR-44/15

BS-010135-LK

gradilla

Estante de tubo de ensayo de ángulo ajustable para **UP-168**



TR-21/50

BS-010135-KK

gradilla

Estante de tubo de ensayo de ángulo ajustable para **UP-168**



FC-50

BS-010126-MK

abrazadera

Abrazadera por frasco de 50 ml - Ø50 mm para **UP-168**



FC-100

BS-010126-HK

abrazadera

Abrazadera por frasco de 100 ml - Ø65 mm para **UP-168**



FC-250
BS-010126-JK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 250 ml - Ø85 mm para UP-168



FC-500
BS-010126-LK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 500 ml - Ø105 mm para UP-168




FC-1000
BS-010126-IK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 1000 ml - Ø130 mm para UP-168




FC-2000
BS-010126-NK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 2000 ml - Ø165 mm para UP-168




HSC-50
BS-010167-DK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 50 ml - Ø50 mm para UP-168



HSC-100
BS-010167-EK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 100 ml - Ø65 mm para UP-168




HSC-250
BS-010167-FK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 250 ml - Ø85 mm para UP-168



HSC-500
BS-010167-JK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 500 ml - Ø105 mm para UP-168



HSC-1000
BS-010167-IK
abrazadera

Abrazadera por frasco de 1000 ml - Ø130 mm para UP-168



ES-20/60
Without platform
Agitador-incubador orbital

El agitador-incubador orbital **ES-20/60** para laboratorios biotécnicos y farmacéuticos es un equipo de categoría profesional diseñado para el cultivo de microorganismos y células eucariotas, incluidas células de insectos, plantas y ...

[Leer más](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador **ES-20/80** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador **ES-20/80C** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)




PSU-20i
Without platform
Agitador orbital multifunción

El agitador de balanceo está diseñado para el uso en pequeños laboratorios especializados y en laboratorios multidisciplinares grandes: la elección de nueve (9) plataformas diferentes intercambiables proporciona la posibilidad de ...


[Leer más](#)

50ml - PSU-20i - 42 pcs




UP-168

50ml - ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 36 pcs




UP-168

100ml - PSU-20i - 20 pcs




UP-168

100ml - ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 16 pcs




UP-168

250ml - PSU-20i - 14 pcs




UP-168

250ml - ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 11pcs




UP-168

500ml - PSU-20i - 12 pcs




UP-168

500ml - ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 9pcs




UP-168

1000ml - PSU-20i - 8 pcs




UP-168

1000ml - ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 5 pcs




UP-168

2000ml - PSU-20i - 4 pcs




UP-168

2000ml - ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 0 pcs




UP-168

TR-44/15, TR-21/50 - PSU-20i, ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 2 pcs



UP-168

SPML - PSU-20i, ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C - 4 pcs



UP-168