

Puntas con filtro de 1000 µl

DESCRIPCIÓN

Particularidades de las puntas:

- Las puntas están fabricadas de polipropileno médico de alta calidad, y el elemento de filtrar - de polipropileno de peso molecular ultra alto que tiene buenas propiedades hidrofóbicas
- El elemento de filtrar protege efectivamente la pipeta contra la humedad para garantizar la seguridad de aspiración de la muestra
- No tiene el recubrimiento interno de la superficie, no ensucia la muestra
- Tiene las marcas exactas
- No contiene los ADN, los ARN y los pirógenos
- Sirve para las pipetas comunes tales como Biosan (serie Assist) Eppendorf y Gilson
- Se entrega en soportes estériles, 96 un. en un soporte



ESPECIFICACIONES

Dimensiones (A×Ø)

86 × 0.8 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BHZ05R1W-FS

1000 µl - 96 piezas en soporte

ACCESORIOS



Pipetas de la serie Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel

Las pipetas de la serie Assist son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl a 10 000 µl dependiendo del ...

[Leer más](#)



Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel
serie de pipetas con bloqueo de volumen

Las pipetas de la serie Assist con bloqueo de volumen son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl ...

[Leer más](#)