

Puntas con filtro de 200 µl

DESCRIPCIÓN

Particularidades de las puntas:

- Las puntas están fabricadas de polipropileno médico de alta calidad, y el elemento de filtrar - de polipropileno de peso molecular ultra alto que tiene buenas propiedades hidrofóbicas
- El elemento de filtrar protege efectivamente la pipeta contra la humedad para garantizar la seguridad de aspiración de la muestra
- No tiene el recubrimiento interno de la superficie, no ensucia la muestra
- Tiene las marcas exactas
- No contiene los ADN, los ARN y los pirógenos
- Sirve para las pipetas comunes tales como Biosan (serie Assist) Eppendorf y Gilson
- Se entrega en soportes estériles, 96 un. en un soporte



ESPECIFICACIONES

Dimensiones (A×Ø)

59 × 0.5 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BHZ03R1W-FS

200 µl - 96 piezas en soporte