

4 CHW Logger

DESCRIPCIÓN

El registrador de peso para soluciones de lavado de 4 canales, **4 CHW Logger**, proporciona el control automático de la solución de aclarado y los volúmenes de residuos. El lavador muestra el volumen restante de cada frasco en valores porcentuales y proporciona una advertencia en caso de una solución de bajo volumen o de un frasco de residuos lleno cuando el **4 CHW Logger** está conectado.

ESPECIFICACIONES

Carga máx. por vaso medidor	2 kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	267 × 252 × 97 mm
Peso	3 kg



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-060102-AK

4CHW Logger

ACCESORIOS



3D-IW8
BS-060102-AAI
Lavador de microplacas
Inteliwasher

El lavador de microplacas de la serie Inteliwasher **3D-IW8** está diseñado para varios tipos de lavado de placas de microtitulación estándar de 96 pocillos, de microtiras y también de microarrays...

[Leer más](#)



IW-8
BS-060106-AAI
Lavador de microplacas
Intelispeed

El lavador de microplacas Intelispeed **IW-8** está diseñado para el lavado de placas estándar de 96 pocillos de fondo plano y microtiras. La unidad es totalmente programable, lo cual garantiza...

[Leer más](#)



IW-8m
IVD certified
Lavador de microplacas
Intelispeed IVD

El lavador de microplacas Intelispeed **IW-8m** (versión IVD) está diseñado para el lavado de placas estándar de 96 pocillos de fondo plano y microtiras. La unidad es totalmente programable, lo ...

[Leer más](#)