

R-0.5/0.2, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 12 tubos de microanálisis de 0,5 ml y 12 tubos de microanálisis de 0,2 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,5 ml.	12
Cantidad de tubos de 0,2 ml.	12



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010205-BK

Rotor R-0.5/0.2

ACCESORIOS



FVL-2400N Combi-Spin

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex

La mini centrífuga/agitador vórtex **Micro-Spin FVL-2400N** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex
Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin **MSC-3000** es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin-Mix-Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

[Leer más](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex
Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin **MSC-6000** es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin-Mix-Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

[Leer más](#)