

R-24GC, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 24 tarjetas de gel para prueba de serología de grupo sanguíneo (determinación directa e inversa de grupo sanguíneo, grupo de RH y detección de anticuerpos de 3 tipos celulares) RCF 280 x g

ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (W x L)	53 x 74 mm
Capacidad	24
Max. velocidad	1500 rpm
Max. RCF: LMC-3000	280 x g
Max. RCF: LMC-4200R	280 x g
Fabricantes de tarjetas de gel	Grifols, DiaMed, etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010208-VK

Rotor R-24GC

ACCESORIOS



LMC-3000
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-12
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

LMC-3000 es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



LMC-4200R
Without rotor
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor