

Ri-24GC, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 24 tarjetas de gel para prueba de serología de grupo sanguíneo (determinación directa e inversa de grupo sanguíneo, grupo de RH y detección de anticuerpos de 3 tipos celulares) RCF 280 x g

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de Rotor | Rotor basculante |
| Dimensiones (W x L) | 53 x 74 mm |
| Capacidad | 24 |
| Max. velocidad | 1500 rpm |
| Max. RCF | 280 x g |
| Fabricantes de tarjetas de gel | Grifols, DiaMed, etc. |
| Esterilizable en autoclave | + |



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-NK

Rotor Ri-24GC

ACCESORIOS



LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad LMC-56, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor