


SR-16, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 2 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,2 ml.	16
8-section strips	2



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010202-AK

Rotor SR-16

ACCESORIOS



FV-2400 Microspin

Con rotores R-1.5M, R-0.5/0.2M
Mini centrífuga-agitador vórtex

La mini centrífuga/agitador vórtex Micro-Spin **FV-2400** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)



FVL-2400N Combi-Spin

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex

La mini centrífuga/agitador vórtex Micro-Spin **FVL-2400N** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex
Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin **MSC-3000** es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin-Mix-Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

[Leer más](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex
Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin **MSC-6000** es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin-Mix-Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

[Leer más](#)