

SR-32, rotor


DESCRIPCIÓN

Rotor para 4 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones

* no es compatible con Combi-Spins producido antes de 2015

ESPECIFICACIONES

8-section strips	8
Cantidad de tubos de 0,2 ml.	32



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010205-FK

Rotor SR-32

ACCESORIOS



FVL-2400N Combi-Spin

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex

La mini centrífuga/agitador vórtex **Micro-Spin FVL-2400N** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex
Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin **MSC-3000** es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin-Mix-Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

[Leer más](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrífuga-agitador vórtex
Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin **MSC-6000** es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin-Mix-Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

[Leer más](#)