

SR-64, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor para 8 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones

ESPECIFICACIONES

8-section strips

8

Cantidad de tubos de 0,2 ml.

64



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010201-EK

Rotor SR-64



FV-2400 Microspin
Con rotores R-1.5M, R-0.5/0.2M
Mini centrifuga-agitador vórtex

La mini centrifuga/agitador vórtex Micro-Spin FV-2400 está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)