

Ri-12/10, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda

ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	16 × 105 mm
Capacidad	12
El volumen del tubo	10–15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Esterilizable en autoclave	+



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-MK

Rotor Ri-12/10



LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BN-13/75
BS-010208-PK
conjunto adaptador

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-13/75 para Vacutainer de 2-5 ml



BN-13/100
BS-010208-QK
conjunto adaptador

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-13/100 para Vacutainer de 4-8 ml



BN-16/100
BS-010208-RK
conjunto adaptador

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-16/100 para Vacutainer de 8-10 ml



RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor



BN-16/90
BS-010208-SK

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-12/10, R-24/10 (12 piezas).