

Ri-12/15, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de Rotor | Rotor basculante |
| Dimensiones (Ø x longitud) | 17 × 120 mm |
| Capacidad | 12 |
| El volumen del tubo | 15 ml |
| Max. velocidad | 4200 rpm |
| Max. RCF | 3160 × g |
| Fabricantes de tubos | Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc. |
| Esterilizable en autoclave | + |



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-KK

Rotor Ri-12/15

ACCESORIOS



LMC-56

Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



RR-U

BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor



BN-17/120

BS-010208-TK

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-12/15 (12 piezas).