

RMT-24, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor de ángulo fijo para 24 microtubos de 1,5 o 2 ml

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------|----------|
| Capacidad | 24 |
| Max. velocidad | 6000 rpm |
| Max. RCF | 3750 × g |




NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-BK

Rotor RMT-24

ACCESORIOS



LMC-4200R

Without rotor
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



LMC-56

Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



RR-U

BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor