

BR-4U, Rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes

ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor

Rotor basculante

Max. velocidad

4200 rpm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-AK

BR-4U, Rotor

ACCESORIOS



LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BA-2/50
BS-010221-CK
Adaptadores

Adaptador oscilante para 2 tubos de 50 mL (juego de 4 un.)



BI-25-8
BS-010221-UK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-2/50 juego opcional de adaptadores (8 unidades) - BI-25-8 para tubos cónicos de 25 ml



BA-4/FT
BS-010221-YK
Adaptadores

Adaptador oscilante para 4 tubos con base cónica, de 15 mL (juego de 4 un.)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adaptadores

Adaptador oscilante para cuatro adaptadores vacutainer (juego de 4 un.). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.



BN-13/75-16
BS-010221-OK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/75-16 para Vacutainer de 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/100-16 para Vacutainer de 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-16/100-16 para Vacutainer de 8-10 ml [16x100]



BA-4/RT
BS-010221-3K
Adaptadores

Adaptador oscilante para 4 tubos con base redonda, de 10 mL (juego de 4 un.)



BA-8/5
BS-010221-FK
Adaptadores

Adaptador oscilante para 8 tubos de 5 mL (juego de 4 un.)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Adaptadores

Adaptador oscilante para 14 tubos de 2 mL (juego de 4 un.)



RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor