

# R-12/10, rotor

## DESCRIPCIÓN

Rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda

## ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	16 × 105 mm
Capacidad	12
El volumen del tubo	10–15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 × g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Esterilizable en autoclave	+



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010208-BK

Rotor R-12/10



**LMC-3000**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



**BN-13/75**  
BS-010208-PK  
conjunto adaptador

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-13/75 para Vacutainer de 2-5 ml



**BN-13/100**  
BS-010208-QK  
conjunto adaptador

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-13/100 para Vacutainer de 4-8 ml



**BN-16/100**  
BS-010208-RK  
conjunto adaptador

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-16/100 para Vacutainer de 8-10 ml



**RR-U**  
BS-010208-UK  
soporte de rotor

Soporte de rotor



**BN-16/90**  
BS-010208-SK

Juego de adaptadores de repuesto para rotor R-12/10, R-24/10 (12 piezas).