

# Sonda de temperatura externa


## DESCRIPCIÓN

Una sonda externa proporciona control directo de la temperatura de los líquidos agitados.

Un cable está cubierto con teflón, mecánicamente fuerte, elástico y químicamente estable contra aceites, ácidos, reactivos agresivos y líquidos

## ESPECIFICACIONES

Intervalo de temperatura de funcionamiento	-50°C ... +250°C
Longitud del cable	1 m
Conexión	tipo K
Tipo de sonda	Termopar



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010309-BK

Sonda de temperatura externa



**Intelli-Stirrer MSH-300i**  
BS-010309-AAA  
Agitador magnético con placa caliente

**Intelli-Stirrer MSH-300i** es un agitador magnético de nueva generación. Las estructuras de los agitadores están fabricadas en metal pintado con esmalte en polvo, que es químicamente resistente a ácidos y ...

[Leer más](#)