

# Tubos de muestra 16mm

## DESCRIPCIÓN

Tubos de muestra de vidrio 16x100mm, alto contenido de borosilicato, tapa de PP con almohadilla de silicona.  
Embalaje - 100 piezas/caja

## ESPECIFICACIONES

Altura	100 mm
Diámetro	16 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

**BS-050102-MK** Tubos de muestra de vidrio con tapas  
16x100mm, 100 pcs.

## ACCESORIOS



### DEN-1

BS-050102-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 –  $180 \times 10^7$  células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



### DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 –  $180 \times 10^7$  células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



### DEN-600

BS-050109-AAA

fotómetro

DEN-600 es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600 usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método OP600 que

...

[Leer más](#)