

Tubos de muestra 18mm

DESCRIPCIÓN

Tubos de muestra de vidrio 18x100mm, alto contenido de borosilicato, tapa de PP con almohadilla de silicona.
Embalaje - 100 piezas/caja

ESPECIFICACIONES

Diámetro	18 mm
Altura	100 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050102-NK

Tubos de muestra de vidrio con tapas
18x100mm, 100 pcs.



DEN-1
BS-050102-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF

Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

[Leer más](#)