

Juego de 4 filtros de vidrio de densidad neutra

DESCRIPCIÓN

Material de referencia certificado, juego de filtros de vidrio de densidad neutra de 4 puntos de calibración
Abs: 0.3532, 1.0512, 2.0425, 2.927 (los valores pueden variar ligeramente de un lote a otro)

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050109-AK Juego de 4 filtros de vidrio de densidad neutra

ACCESORIOS



DEN-600
BS-050109-AAA
fotómetro

DEN-600 es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600 usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método OP600 que ...

[Leer más](#)



DEN-600m
Certificado IVD
fotómetro IVD

DEN-600m (versión IVD) es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600m usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método ...

[Leer más](#)