

MP-2

DESCRIPCIÓN

Agitador propulsor con 2 cuchillas plegables (ø 60mm)

ESPECIFICACIONES

Dimensión	326 × 55 × 8 mm
Tipo	Agitador propulsor



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010306-BK

MP-2



MM-1000
Without stirrer
Agitador superior Multimixer

El agitador superior Multimixer **MM-1000** está diseñado para agitar líquidos de hasta 20 litros. Agitador silencioso y fiable que puede proporcionar un mezclado continuo durante un máximo de 7 días ...

[Leer más](#)