



Las básculas mecánicas MDW de Adam Equipment ofrecen una solución asequible para comprobar el peso de los miembros de centros de bienestar o gimnasios, y pacientes en hospitales o consultorios médicos. Las ruedas permiten una fácil movilidad y el contrapeso con muescas muestra con claridad los números. Las básculas MDW tienen una estructura sólida, con una base metálica y una plataforma antideslizante para garantizar estabilidad y comodidad. La mayoría de los modelos incluyen una barra de altura ajustable para medir simultáneamente la altura y el peso.

## Básculas de costo bajo y fácil operación



### Características

- Mediciones de la altura de 60cm a 212cm
- Las ruedas integradas permiten el movimiento fácil
- Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula
- Estadímetro facilita la medición de niños y adultos durante el pesaje
- Construcción de metal de la base y el pilar

### Aplicaciones

- Pesaje

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	MDW 160M	MDW 200M
Capacidad	160kg	200kg
Legibilidad	0.1kg	
Repetibilidad (S.D.)	0.2kg	
Linealidad (+/-)	0.2kg	
Tamaño del plato	375x275mm	
Unidades de medida	kg, lb	
Tiempo de estabilización (sec)	3	
Barra de estatura	Sí	Sí
Calibración	No Disponible	
Pantalla	Beam Graduado con dígitos 0mm de alto	
Temperatura de operación	5° a 40°C	
Dimensiones totales	530x275x1485mm (axpxa)	
Peso Neto	15kg	

**Suministrados por**